

BLACKROLL®

INFINITY SPARE BATTERIES 2.0

Instruction Manual

EN | DE | FR | NL | IT | PL | CN

Hi!

Congratulations on your new BLACKROLL® INFINITY SPARE BATTERIES 2.0.





Training and recovery are the key to your well-being and performance. With the INFINITY SPARE BATTERIES 2.0 you can use your COMPRESSION BOOTS even longer. In addition to the increased battery capacity, they have a function for continuous operation. Before using the product, please read the instructions for use to ensure correct use of the product,

Safety Instructions

- + Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and any person under the age of 18 must be supervised during use.
- + Only use the device with the charger supplied.
- + Keep the device away from heat sources, children and pets.
- + Protect the device from moisture, dust, aggressive liquids and vapors.
- + Should moisture nevertheless penetrate the device, switch it off immediately and, if necessary, disconnect the mains plug from the socket.
- + Do not remove any screws and do not attempt to dismantle the appliance.
- + Only pass the appliance on to third parties with the operating instructions.
- + Any warranty claim is void if the appliance is misused.

Instructions for use

- A** USB-C connection
- B** Battery indicator
- C** Output end of the cable
- D** Input end of the cable
- E** Power supply unit
- F** Charge status



Before first use

Charge the batteries fully before first use. Charging time approx. 3 hours. The battery is fully charged when all 4 LEDs on the battery status indicator (B) are permanently lit.

To do this, connect the output end of the cable (C) to the USB-C port (A) and the input end of the cable (D) to the supplied power supply unit (E).

Your batteries are empty as soon as the battery status indicator (B) flashes during operation. If you want to continue using your COMPRESSION BOOTS even though the batteries are empty, connect the supplied charging cable with mains adapter as described above. As soon as the status indicator (B) lights up continuously, the batteries are being charged. You can charge the batteries at any time during operation.

With fully charged batteries, the operating time is around 3.5 hours, depending on the mode and intensity of use.

If you want to check the battery status in between, you can do this by holding down the F button (charge status). Each lit LED corresponds to 25% battery charge. If the battery level is depleted to less than 10%, the first indicator light flashes and the battery must be recharged.

Cleaning

Do not clean the battery while it is charging. Do not use water to clean the device, only a damp cloth. Do not use corrosive cleaning agents or solvents. Textile parts are not suitable for cleaning in the washing machine.

Technical specifications

Battery:	Rechargeable and removable 2000mAh lithium-ion battery
Work in watt hours:	14.8
Battery capacity in mAh:	2000
Maximum charging current in A:	2
Maximum charging voltage in V:	5
Can the battery be replaced:	Yes
Type of charging connection:	USB-C
Nominal voltage:	DC7.4V
Is a charging cable supplied?	Yes
Power adapter included?	Yes, use a 5V 4A power adapter (Note: This specific adapter must be used)
Protection class:	IP-20
Battery life:	Up to 3.5 h, depending on mode and usage intensity
Battery charging time:	3h

Disposal

The unit contains electronic components and a battery. It must not be disposed of in normal household waste. All electrical and electronic equipment must be disposed of at government designated sites.

Warranty





The seller grants the buyer, if he is a consumer, the statutory warranty in accordance with the legal requirements for a period of 2 years from the purchase of the item. The Seller's warranty obligations shall initially be limited to subsequent performance, whereby the Seller shall be free to choose whether to deliver a defect-free item or to repair the defective item. If subsequent performance is unsuccessful, the buyer shall be entitled to the further statutory claims. The seller rejects warranty claims for damage caused by accident, obviously incorrect use, misuse or improper transport; which occurred as a result of repairs carried out by unauthorised personnel; which occurred as a result of use and handling not in accordance with the operating instructions; which occurred as a result of improper handling of the purchased item. Furthermore, claims for damages by the purchaser are excluded. Excluded from this are claims for damages by the buyer arising from injury to life, limb or health as well as liability for other damages based on an intentional or grossly negligent breach of duty by the seller, his legal representatives or vicarious agents. Also unaffected is the liability for breaches of duty, the fulfilment of which makes the proper execution of the contract possible in the first place and on the observance of which the buyer may regularly rely. In the event of a slightly negligent breach of such contractual obligations, the Seller shall only be liable for the foreseeable damage typical for the contract, unless it is a matter of claims for damages by the Customer arising from injury to life, limb or health.

Sicherheitshinweise

- + Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie jegliche Personen mit Vollendung des 18. Lebensjahres müssen bei Benutzung beaufsichtigt werden.
- + Das Gerät nur mit dem mitgelieferten Ladegerät verwenden.
- + Das Gerät von Wärmequellen, Kindern und Haustieren fernhalten.
- + Das Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.
- + Sollte dennoch Feuchtigkeit in das Gerät eindringen, das Gerät sofort ausschalten und gegebenenfalls den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- + Keine Schrauben entfernen und nicht versuchen das Gerät auseinander zu bauen.
- + Das Gerät nur mit Betriebsanleitung an Dritte weitergeben.
- + Bei Zweckentfremdung entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Gebrauchsanweisung

- A** USB-C Anschluss
- B** Statusanzeige Akku
- C** Ausgangsende des Kabels
- D** Eingangsende des Kabels
- E** Netzteil
- F** Ladezustand



Vor der ersten Anwendung

Lade die Akkus vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Ladedauer ca. 3h. Der Akku ist vollständig geladen, wenn alle 4 LEDs der Statusanzeige Akku (B) dauerhaft leuchten.

Verbinde dafür das Ausgangsende des Kabels (C) mit dem USB- C Anschluss (A) und das Eingangsende des Kabels (D) mit dem mitgelieferten Netzteil (E).

Deine Akkus sind leer, sobald während des Betriebs die Statusanzeige des Akkus (B) blinkt. Möchtest du deine COMPRESSION BOOTS trotz leerer Akkus weiter nutzen, schließe das mitgelieferte Ladekabel mit Netzteil wie oben beschrieben an. Sobald die Statusanzeige (B) dauerhaft leuchtet, werden die Akkus geladen. Du kannst die Akkus jederzeit während des Betriebs laden.

Mit vollständig aufgeladenen Akkus beträgt die Betriebszeit etwa 3.5h, je nach Modus und Intensivität der Verwendung.

Möchtest du zwischendurch den Akkustand überprüfen, kannst du dies durch Gedrückt halten der Taste F (Ladezustand) tun. Jede leuchtende LED entspricht 25% Akkuladung. Wenn der Akkustand auf weniger als 10 % erschöpft ist, blinkt die erste Anzeigelampe und der Akku muss aufgeladen werden.

Reinigung

Reinige den Akku nicht während des Ladevorgangs. Verwende zum Reinigen des Geräts kein Wasser, sondern lediglich ein feuchtes Tuch. Verwende keine ätzenden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Textilteile sind nicht für die Reinigung in der Waschmaschine geeignet.

Technische Angaben

Akku:	Wiederaufladbarer und entnehmbarer 2000mAh Lithium-Ionen-Akku
Arbeit in Wattstunden:	14,8
Batteriekapazität in mAh:	2000
Maximaler Ladestrom in A:	2
Maximale Ladespannung in V:	5
Kann der Akku ausgetauscht werden?:	Ja
Art des Ladeanschlusses:	USB-C
Nennspannung:	DC7,4V
Wird ein Ladekabel mitgeliefert?	Ja
Netzteil enthalten?	Ja, 5V 4A Netzteil verwenden (Hinweis: Zwingend dieses Netzteil verwenden für laden + kontinuierlichen Betrieb)
Schutzklasse:	IP-20
Akkulaufzeit:	bis zu 3,5h, je nach Modus und Intensität der Verwendung
Akku Ladedauer:	3h

Entsorgung

Das Gerät enthält Elektronikkomponenten und einen Akku. Es darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind über staatlich dafür vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Gewährleistung





Der Verkäufer gewährt dem Käufer, sofern dieser Verbraucher ist, gemäß den gesetzlichen Vorgaben für die Dauer von 2 Jahren vom Kauf der Sache an die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistungspflichten des Verkäufers sind zunächst auf die Nacherfüllung beschränkt, wobei es dem Verkäufer nach dessen Wahl freisteht, eine mangelfreie Sache zu liefern oder die mangelhafte Sache zu reparieren. Bei erfolgloser Nacherfüllung stehen dem Käufer die weiteren gesetzlichen Ansprüche zu. Der Verkäufer lehnt Gewährleistungsansprüche ab für Schäden, die durch Unfall, offensichtlich fehlerhafte Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäßen Transport entstanden sind; die durch Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal eingetreten sind; die durch eine nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung entstandene Nutzung und Gebrauch eingetreten sind; die auf einen nicht sachgerechten Umgang mit der Kaufsache zurückzuführen sind. Darüber hinaus sind Schadensersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Käufers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ebenfalls unberührt bleibt die Haftung für Pflichtverletzungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Bei einer leicht fahrlässigen Verletzung solcher Vertragspflichten haftet der Verkäufer nur für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Consignes de sécurité

- + Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ainsi que toute personne âgée de plus de 18 ans, doivent être surveillées lors de l'utilisation.
- + N'utiliser l'appareil qu'avec le chargeur fourni.
- + Tenir l'appareil à l'écart des sources de chaleur, des enfants et des animaux domestiques.
- + Protéger l'appareil de l'humidité, de la poussière, des liquides agressifs et des vapeurs.
- + Si de l'humidité devait toutefois pénétrer dans l'appareil, éteindre immédiatement l'appareil et, le cas échéant, débrancher la fiche de la prise de courant.
- + Ne pas retirer de vis et ne pas essayer de démonter l'appareil.
- + Ne remettre l'appareil à des tiers qu'avec le mode d'emploi.
- + En cas d'utilisation à d'autres fins, tout droit à la garantie est annulé.

Instructions d'utilisation

- A** Connexion USB-C
- B** Indicateur de l'état de la batterie
- C** Extrémité de sortie du câble
- D** Extrémité d'entrée du câble
- E** Unité d'alimentation
- F** État de charge



Avant la première utilisation

Charger complètement les batteries avant la première utilisation. Temps de charge environ 3 heures. La batterie est complètement chargée lorsque les 4 LED sur l'indicateur d'état de la batterie (B) sont allumées en permanence.

Pour ce faire, connectez l'extrémité de sortie du câble (C) au port USB-C (A) et l'extrémité d'entrée du câble (D) à l'unité d'alimentation fournie (E).

Vos batteries sont vides dès que l'indicateur d'état de la batterie (B) clignote pendant le fonctionnement. Si vous souhaitez continuer à utiliser vos COMPRESSION BOOTS alors que les batteries sont vides, connectez le câble de charge fourni avec l'adaptateur secteur comme décrit ci-dessus. Dès que l'indicateur d'état (B) s'allume en continu, les batteries sont en charge. Vous pouvez charger les batteries à tout moment pendant le fonctionnement.

Avec des batteries entièrement chargées, le temps de fonctionnement est d'environ 3.5 heures, selon le mode et l'intensité d'utilisation.

Si vous souhaitez vérifier l'état de la batterie entre-temps, vous pouvez le faire en maintenant enfoncé le bouton F (état de charge). Chaque LED allumée correspond à 25 % de charge de la batterie. Si le niveau de la batterie est épuisé à moins de 10 %, le premier voyant clignote et la batterie doit être rechargée.

Nettoyage

Ne nettoyez pas la batterie pendant qu'elle est en charge. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'appareil, seulement un chiffon humide. N'utilisez pas d'agents de nettoyage corrosifs ou de solvants. Les parties textiles ne sont pas adaptées au nettoyage en machine à laver.

Spécifications techniques

Batterie :	batterie lithium-ion 2000mAh rechargeable et amovible
Travail en wattheures :	14.8
Capacité de la batterie en mAh :	2000
Courant de charge maximal en A :	2
Tension de charge maximale en V :	5
La batterie peut-elle être remplacée :	Oui
Type de connecteur de charge :	USB-C
Tension nominale :	DC7.4V
Un câble de chargement est-il fourni ?	Oui
Adaptateur secteur inclus ?	Oui, utiliser un adaptateur secteur 5V 4A (Remarque : Cet adaptateur doit impérativement être utilisé)
Classe de protection :	IP-20
Autonomie de la batterie:	Jusqu'à 3,5 h, selon le mode et l'intensité d'utilisation
Durée de charge de la batterie :	3h

Élimination

L'appareil contient des composants électroniques et une batterie rechargeable. Il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales. Tous les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés dans des sites de traitement des déchets gouvernementaux désignés.

Garantie





Le vendeur accorde à l'acheteur, s'il est un consommateur, la garantie légale conformément aux exigences légales pour une période de 2 ans à compter de l'achat de l'article. Les obligations de garantie du vendeur se limitent dans un premier temps à l'exécution ultérieure, le vendeur étant libre de choisir de livrer un bien exempt de défaut ou de réparer le bien défectueux. Si l'exécution ultérieure n'aboutit pas, l'acheteur peut faire valoir les autres droits légaux. Le vendeur rejette les droits à la garantie pour les dommages causés par un accident, une utilisation manifestement incorrecte, une mauvaise utilisation ou un transport inapproprié ; qui sont survenus à la suite de réparations effectuées par du personnel non autorisé ; qui sont survenus à la suite d'une utilisation et d'une manipulation non conformes au mode d'emploi ; qui sont survenus à la suite d'une manipulation inappropriée de l'objet acheté. En outre, les droits à des dommages et intérêts de l'acheteur sont exclus. Sont exclues les demandes de dommages et intérêts de l'acheteur résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé ainsi que la responsabilité pour d'autres dommages fondés sur une violation intentionnelle ou par négligence grave des obligations par le vendeur, ses représentants légaux ou ses agents d'exécution. Il n'est pas non plus dérogé à la responsabilité pour les violations d'obligations dont l'accomplissement rend possible l'exécution correcte du contrat et sur lesquelles l'acheteur peut compter régulièrement. En cas de violation par négligence légère de ces obligations contractuelles, le vendeur n'est responsable que du dommage prévisible et typique du contrat, à moins qu'il ne s'agisse de demandes de dommages-intérêts du client résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé.

Veiligheidsinstructies

- + Personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten en personen jonger dan 18 jaar moeten tijdens het gebruik onder toezicht staan.
- + Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde oplader.
- + Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, kinderen en huisdieren.
- + Bescherm het apparaat tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- + Mocht er toch vocht in het apparaat binnendringen, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en trek indien nodig de stekker uit het stopcontact.
- + Verwijder geen schroeven en probeer het apparaat niet te demonteren.
- + Geef het apparaat alleen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.
- + Bij verkeerd gebruik vervalt elke aanspraak op garantie.

Gebruiksaanwijzing

- A** USB-C aansluiting
- B** Batterijstatusindicator
- C** Uiteinde van de kabel (uitgang)
- D** Uiteinde van de kabel (ingang)
- E** Voedingseenheid
- F** Laadstatus



Voor het eerste gebruik

Laad de batterijen volledig op voor het eerste gebruik. Oplaadtijd ongeveer 3 uur. De batterij is volledig opgeladen wanneer alle 4 LED's op de batterijstatusindicator (B) permanent branden.

Hiervoor verbindt u het uitgangseinde van de kabel (C) met de USB-C-poort (A) en het ingangseinde van de kabel (D) met de meegeleverde voedingseenheid (E).

Uw batterijen zijn leeg zodra de batterijstatusindicator (B) knippert tijdens gebruik. Als u uw COMPRESSION BOOTS wilt blijven gebruiken, ook al zijn de batterijen leeg, verbind dan de meegeleverde oplaadkabel met netadapter zoals hierboven beschreven. Zodra de statusindicator (B) continu brandt, worden de batterijen opgeladen. U kunt de batterijen op elk moment tijdens gebruik opladen.

Met volledig opgeladen batterijen is de gebruiksduur ongeveer 3.5 uur, afhankelijk van de modus en intensiteit van gebruik.

Als u tussendoor de batterijstatus wilt controleren, kunt u dit doen door de F-knop (laadstatus) ingedrukt te houden. Elke verlichte LED komt overeen met 25% batterijlading. Als het batterijniveau tot minder dan 10% is gedaald, knippert het eerste indicatielampje en moet de batterij worden opgeladen.

Reiniging

Reinig de batterij niet terwijl deze wordt opgeladen. Gebruik geen water om het apparaat te reinigen, alleen een vochtige doek. Gebruik geen corrosieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. Textielonderdelen zijn niet geschikt voor reiniging in de wasmachine.

Technische specificaties

Batterij:	Oplaadbare en verwijderbare 2000mAh lithium-ion batterij
Werk in watturen:	14.8
Batterijcapaciteit in mAh:	2000
Maximale laadstroom in A:	2
Maximale laadspanning in V:	5
Kan de batterij worden vervangen:	Ja
Type oplaadaansluiting:	USB-C
Nominale spanning:	DC7.4V
Wordt er een oplaadkabel meegeleverd?	Ja
Voedingsadapter meegeleverd?	Ja, gebruik een 5V 4A adapter (Opmerking: Dit specifieke adapter is verplicht te gebruiken)
Beschermingsklasse:	IP-20
Batterijduur:	Tot 3,5 uur, afhankelijk van modus en gebruiksiteit
Oplaadtijd batterij:	3u

Verwijdering

Het apparaat bevat elektronische componenten en een oplaadbare batterij. Het mag niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten worden afgevoerd op daarvoor aangewezen overheidsafvalverwerkingslocaties.

Garantie





De verkoper verleent de koper, indien deze een consument is, de wettelijke garantie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoop van het artikel. De garantieverplichtingen van de verkoper zijn in eerste instantie beperkt tot de nakoming achteraf, waarbij de verkoper vrij is om te kiezen of hij een artikel zonder gebreken levert of het artikel met gebreken herstelt. Indien de nakoming achteraf niet lukt, heeft de koper recht op de verdere wettelijke aanspraken. De verkoper wijst garantieclaims af bij schade die veroorzaakt is door een ongeval, kennelijk verkeerd gebruik, misbruik of ondeskundig vervoer; die ontstaan is door reparaties die door onbevoegd personeel zijn uitgevoerd; die ontstaan is door gebruik en behandeling die niet in overeenstemming zijn met de gebruiksaanwijzing; die ontstaan is door ondeskundige behandeling van het gekochte artikel. Verder zijn schadeclaims van de koper uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn aanspraken op schadevergoeding van de koper wegens schending van leven, lichaam of gezondheid, alsmede aansprakelijkheid voor andere schade op grond van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Onaangetast blijft ook de aansprakelijkheid voor plichtsverzuim waarvan de vervulling de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de koper regelmatig mag vertrouwen. Bij een licht nalatige schending van dergelijke contractuele verplichtingen is de verkoper slechts aansprakelijk voor de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade, tenzij het gaat om schadeclaims van de klant die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

Istruzioni di sicurezza

- + Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e i minori di 18 anni devono essere sorvegliati durante l'uso.
- + Utilizzare il dispositivo solo con il caricabatterie in dotazione.
- + Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, bambini e animali domestici.
- + Proteggere il dispositivo da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.
- + Se l'umidità dovesse comunque penetrare nel dispositivo, spegnerlo immediatamente e, se necessario, scollegare la spina dalla presa di corrente.
- + Non rimuovere le viti e non tentare di smontare l'apparecchio.
- + Consegnare l'apparecchio a terzi solo con le istruzioni per l'uso.
- + L'uso improprio dell'apparecchio fa decadere qualsiasi diritto di garanzia.

Istruzioni per l'uso

- A** Connessione USB-C
- B** Indicatore di stato della batteria
- C** Estremità di uscita del cavo
- D** Estremità di ingresso del cavo
- E** Alimentatore
- F** Stato di carica



Prima del primo utilizzo

Caricare completamente le batterie prima del primo utilizzo. Tempo di ricarica circa 3 ore. La batteria è completamente carica quando tutti e 4 i LED dell'indicatore di stato della batteria (B) si accendono in modo continuo.

A tal fine, collegare l'estremità di uscita del cavo (C) alla porta USB-C (A) e l'estremità di ingresso del cavo (D) all'adattatore di rete in dotazione (E).

Le batterie sono scariche quando l'indicatore di stato delle batterie (B) lampeggia durante il funzionamento. Se si desidera continuare a utilizzare i COMPRESSION BOOTS anche se le batterie sono scariche, collegare il cavo di ricarica in dotazione all'adattatore di rete come descritto sopra. Non appena l'indicatore di stato (B) si accende in modo continuo, le batterie sono in fase di carica. È possibile caricare le batterie in qualsiasi momento durante il funzionamento.

Con le batterie completamente cariche, il tempo di funzionamento è di circa 3.5 ore, a seconda della modalità e dell'intensità di utilizzo.

Se si desidera controllare lo stato delle batterie tra una carica e l'altra, è possibile farlo tenendo premuto il pulsante F (stato di carica). Ogni LED acceso corrisponde al 25% di carica della batteria. Se il livello della batteria è inferiore al 10%, la prima spia lampeggia e la batteria deve essere ricaricata.

Pulizia

Non pulire la batteria mentre è in carica. Non utilizzare acqua per pulire il dispositivo, ma solo un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi corrosivi. Le parti in tessuto non sono adatte alla pulizia in lavatrice.

Specifiche tecniche

Batteria:	ricaricabile e rimovibile agli ioni di litio da 2000mAh
Lavoro in wattora:	14.8
Capacità della batteria in mAh:	2000
Corrente di carica massima in A:	2
Tensione massima di carica in V:	5
La batteria può essere sostituita:	Sì
Tipo di connessione di ricarica:	USB-C
Tensione nominale:	7,4 V DC
Viene fornito un cavo di ricarica?	Sì
Adattatore di alimentazione incluso?	Sì, utilizzare un alimentatore da 5V 4A (Nota: È obbligatorio utilizzare questo alimentatore)
Grado di protezione:	IP-20
Autonomia della batteria:	Fino a 3,5 h, a seconda della modalità e dell'intensità d'uso
Tempo di ricarica della batteria:	3h

Smaltimento

Il dispositivo contiene componenti elettronici e una batteria ricaricabile. Non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Tutti i dispositivi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti presso gli appositi centri governativi di smaltimento dei rifiuti.

Garanzia





Il venditore concede all'acquirente, se è un consumatore, la garanzia legale in conformità ai requisiti di legge per un periodo di 2 anni dall'acquisto dell'articolo. Gli obblighi di garanzia del Venditore sono inizialmente limitati all'adempimento successivo, per cui il Venditore è libero di scegliere se consegnare un articolo privo di difetti o riparare l'articolo difettoso. Se l'adempimento successivo non va a buon fine, l'acquirente ha diritto alle ulteriori rivendicazioni previste dalla legge. Il venditore respinge le richieste di garanzia per danni causati da incidenti, uso palesemente errato, uso improprio o trasporto improprio; verificatisi a seguito di riparazioni effettuate da personale non autorizzato; verificatisi a seguito di uso e manipolazione non conformi alle istruzioni per l'uso; verificatisi a seguito di manipolazione impropria dell'articolo acquistato. Sono inoltre escluse le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente. Sono escluse le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente derivanti da lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute, nonché la responsabilità per altri danni basati su una violazione intenzionale o per grave negligenza dell'obbligo da parte del venditore, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi ausiliari. Resta impregiudicata anche la responsabilità per le violazioni di obblighi il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza l'acquirente può regolarmente fare affidamento. In caso di violazione lievemente colposa di tali obblighi contrattuali, il Venditore risponde solo dei danni prevedibili tipici del contratto, a meno che non si tratti di richieste di risarcimento danni da parte del Cliente per lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute..

Instrukcje bezpieczeństwa

- + Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby poniżej 18 roku życia muszą być nadzorowane podczas korzystania z urządzenia.
- + Z urządzenia należy korzystać wyłącznie przy użyciu dostarczonej ładowarki.
- + Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, dzieci i zwierząt domowych.
- + Chronić urządzenie przed wilgocią, kurzem, agresywnymi płynami i oparami.
- + W przypadku przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia, należy je natychmiast wyłączyć i w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- + Nie odkręcaj żadnych śrub i nie próbuj demontować urządzenia.
- + Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją obsługi.
- + Niewłaściwe użytkowanie spowoduje unieważnienie wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

Instrukcja użytkowania

- A** Złącze USB-C
- B** Wskaźnik stanu baterii
- C** Końcówka kabla (wyjście)
- D** Końcówka kabla (wejście)
- E** Jednostka zasilająca
- F** Stan ładowania



Przed pierwszym użyciem

Naładuj baterie w pełni przed pierwszym użyciem. Czas ładowania około 3 godzin. Bateria jest w pełni naładowana, gdy wszystkie 4 diody LED na wskaźniku stanu baterii (B) świecą ciągle.

W tym celu podłącz końcówkę kabla (C) do portu USB-C (A) oraz końcówkę kabla (D) do dostarczonej jednostki zasilającej (E).

Twoje baterie są rozładowane, gdy wskaźnik stanu baterii (B) mruga podczas pracy. Jeśli chcesz kontynuować korzystanie z COMPRESSION BOOTS, mimo że baterie są rozładowane, podłącz dostarczony kabel ładowania z adapterem sieciowym, jak opisano powyżej. Gdy wskaźnik stanu (B) świeci ciągle, baterie są ładowane. Baterie można ładować w dowolnym momencie podczas pracy.

Przy w pełni naładowanych bateriach czas pracy wynosi około 3.5 godzin, w zależności od trybu i intensywności użytkowania.

Jeśli chcesz sprawdzić stan baterii w międzyczasie, możesz to zrobić, naciskając i przytrzymując przycisk F (stan ładowania). Każda świecąca się dioda LED odpowiada 25% naładowania baterii. Jeśli poziom baterii spadnie poniżej 10%, pierwsza lampka wskaźnika zaczyna migać i baterię należy naładować.

Czyszczenie

Nie czyść baterii podczas ładowania. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko wilgotnej ściereczki, nie wody. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników korozyjnych. Części tekstylne nie nadają się do czyszczenia w pralce.

Dane techniczne

Bateria:	ładowalna i wymienna bateria litowo-jonowa 2000 mAh
Praca w watogodzinach:	14,8
Pojemność baterii w mAh:	2000
Maksymalny prąd ładowania w A:	2
Maksymalne napięcie ładowania w V:	5
Możliwość wymiany baterii:	Tak
Typ połączenia ładowania:	USB-C
Napięcie nominalne:	DC7.4V
Czy w zestawie znajduje się kabel do ładowania?	Tak
Czy w zestawie znajduje się zasilacz?	Tak, użyj zasilacza 5V 4A (Uwaga: Należy bezwzględnie używać tego zasilacza)
Stopień ochrony:	IP-20
Czas pracy akumulatora:	Do 3,5 godziny, w zależności od trybu i intensywności użytkowania
Czas ładowania baterii:	3h

Utylizacja

Urządzenie zawiera komponenty elektroniczne i akumulator. Nie powinno być wyrzucane z normalnymi odpadami domowymi. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane w wyznaczonych przez rząd miejscach utylizacji odpadów.

Gwarancja





Sprzedający udziela kupującemu, jeżeli jest on konsumentem, rękojmi zgodnie z wymogami prawa na okres 2 lat od dnia zakupu rzeczy. Obowiązki Sprzedawcy z tytułu rękojmi ograniczają się początkowo do świadczeń późniejszych, przy czym Sprzedawca ma swobodę wyboru, czy ma dostarczyć rzecz wolną od wad, czy też naprawić rzecz wadliwą. Jeżeli późniejsze wykonanie nie powiedzie się, kupującemu przysługują dalsze ustawowe roszczenia. Sprzedawca odrzuca roszczenia gwarancyjne za szkody spowodowane wypadkiem, nieprawidłowym użytkowaniem lub niewłaściwym transportem; które powstały w wyniku napraw przeprowadzonych przez nieupoważniony personel; które powstały w wyniku użytkowania i obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi; które powstały w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z zakupionym przedmiotem. Ponadto wykluczone są roszczenia odszkodowawcze kupującego. Wyłączone są z tego roszczenia odszkodowawcze kupującego wynikające z utraty życia lub zdrowia, jak również odpowiedzialność za inne szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa obowiązków przez sprzedającego, jego przedstawicieli prawnych lub pomocników. Wyłączona jest również odpowiedzialność za naruszenia obowiązków, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na których przestrzeganiu kupujący może regularnie polegać. W przypadku lekkiego niedbalstwa naruszenia takich zobowiązań umownych, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za przewidywalną szkodę typową dla umowy, chyba że chodzi o roszczenia odszkodowawcze Klienta wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

安全说明

- + 身体、感官或精神能力下降以及18岁以下的任何人必须在监管下使用。
- + 仅使用随附的充电器
- + 远离热源、儿童和宠物。
- + 保护设备免受污垢、灰尘、腐蚀性液体和蒸汽的影响。
- + 如果湿气进入设备,请立即关闭设备,并在必要时从插座中拔出电源插头。
- + 请勿拆卸任何螺丝,也不要尝试拆卸设备。
- + 仅将设备与操作说明书分享给第三方。
- + 如使用不当造成的一切损失,本公司将不做任何保修或索赔。

使用说明

- A** USB-C连接
- B** 电池状态指示灯
- C** 电线的输出端
- D** 电线的输入端
- E** 电源单元
- F** 充电状态



首次使用前

首次使用前将电池充满电。大约充电时间。三个小时。当电池状态指示灯 (B) 上的所有4个led持续亮起时，电池已充满电。

为此，请将电线 (C) 的输出端连接到USB-C端口 (A)，并将电线 (D) 的输入端连接到随附的电源装置 (E)。

运行期间，如果电池状态指示灯 (B) 一闪烁，就证明您的电池就没电了。如果您想在电池没电的情况下继续使用压缩靴，请如上所述将随附的充电电缆与电源适配器连接。一旦状态指示灯 (B) 持续亮起，说明电池正在充电。您可以在操作过程中随时给电池充电。

电池充满电后，工作时间约为3.5小时，具体取决于使用模式和强度。

如果您想在此期间检查电池状态，可以通过按住F按钮（充电状态）来完成。每个点亮的LED对应25%的电池电量。如果电池电量不足10%，第一个指示灯会闪烁，电池必须接受充电。

清洁

不要在充电时清洁电池。也不要用水清洁设备，只能使用湿布。切记不要使用腐蚀性清洁剂或溶剂。纺织部件不适合在洗衣机中清洗

技术条件

电池:	可充电和可拆卸的2000mAh锂离子电池
瓦时工作:	14.8
电池容量 mAh:	2000
最大充电电压在A:	2
最大充电电压 V:	5
电池可以更换吗?:	是
充电接口类型:	USB-C
额定电压:	DC7.4V
是否有充电电缆交付?	是
是否包括电源?	是的，请使用 5V 4A 电源适配器 (注意：必须使用此指定适配器)
防护等级:	IP-20
电池续航时间:	最长约 3.5 小时，具体取决于模式和使用强度
电池充电时间:	3h

处理

该设备包含电子元件和可充电电池，所以不得与普通家庭垃圾一起处理。所有电气和电子设备必须在指定的政府废物处理场处理

质保

如果买方是消费者，卖方按照法律要求给予买方法定的保修，保修期为购买物品后的2年。卖方的保证义务最初应限于后续的履行，据此，卖方应自由选择是否交付无缺陷的物品或修理有缺陷的物品。如果后续履行不成功，买方应有权提出进一步的法定索赔。卖方拒绝因事故、明显不正确的使用、误用或不适当的运输而造成的损害；因未经授权的人员进行修理而发生的损害；因不符合操作说明的使用和处理而发生的损害；因对所购物品处理不当而发生的损害的保修索赔。此外，购买者的损害索赔也被排除在外。买方因生命、肢体或健康受到伤害而提出的损害赔偿要求，以及因卖方、其法定代表人或替代代理

人故意或严重失职而产生的其他损害赔偿责任的，不在此例。同样不受影响的是违反义务的责任，履行这些义务首先使合同的正常执行成为可能，而且买方可以经常依赖这些义务的遵守。如果因轻微过失而违反此类合同义务，卖方只对合同的典型可预见的损害负责，除非是客户因生命、肢体或健康受到伤害而提出的损害赔偿要求。



Get the BLACKROLL® App. Free download.

Discover how to get the most out of
your COMPRESSION BOOTS. Find exercises
and inspiration in our free app.

Manufacturer:

BLACKROLL AG
Hauptstraße 17
CH-8598 Bottighofen
www.blackroll.com

Authorized Representative:

WSVK Oederan GmbH
Gewerbstraße 1
DE-09569 Oederan
www.wsvk.de



PAP

RACCOLTA CARTA



Li-ion



FR

ÉTUI + DÉPLIANT



FR

Cet appareil,
ses câbles et sa
batterie sont
recyclables.



Déchetterie